

Dako REAL™ Hematoxylin Código S2020

Uso previsto

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Dako REAL™ Hematoxylin está diseñado para su uso en inmunohistoquímica. Es un reactivo estable listo para su uso, diseñado especialmente para obtener un rendimiento óptimo cuando se utiliza en cortes de tejidos junto con los sistemas de detección de Dako REAL™ de los instrumentos de inmunotinción automatizada de Dako. Dako REAL™ Hematoxylin está diseñado para la contratinción con azul de los núcleos en cortes de tejidos mediante los instrumentos de inmunotinción automatizada de Dako.

Reactivo suministrado

Solución acuosa de hematoxilina. Cada frasco contiene 500 mL de reactivo listo para su uso.

Precauciones

1. Para usuarios profesionales.
2. Utilice el equipo de protección personal adecuado para evitar el contacto con los ojos y la piel.
3. La solución que no se utilice deberá desecharse con arreglo a las normativas locales, provinciales y nacionales.

Almacenamiento

Se debe almacenar a temperatura ambiente. No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el frasco. Si los reactivos se almacenan bajo condiciones diferentes a las especificadas, el usuario deberá verificar dichas condiciones. No existen signos evidentes que indiquen inestabilidad de este producto. Si observa una tinción inesperada que no puede explicarse por variaciones en los procedimientos del laboratorio y sospecha de la existencia de un problema con el reactivo, póngase en contacto con nuestros servicios técnicos.

Procedimiento de tinción

Dako REAL™ Hematoxylin, código S2020, está listo para su uso. Para su uso con instrumentos de inmunotinción automatizada de Dako. Lea detenidamente el Manual del usuario del instrumento de inmunotinción automatizada de Dako y las plantillas o protocolos suministrados con el instrumento y los sistemas de detección de Dako REAL™.

Información adicional

Consulte los folletos informativos de los sistemas de detección de Dako REAL™ y el Manual del usuario del instrumento de inmunotinción automatizada de Dako correspondiente para obtener información más detallada sobre el instrumento, así como las instrucciones de uso.

Productos auxiliares

Sistemas de detección de Dako REAL™

Alkaline Phosphatase/RED, Rabbit/Mouse, código K5005
 APAAP, Mouse, código K5000
 EnVision™ Detection system, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse, código K5007
 Peroxidase/AEC, Rabbit/Mouse, código K5003
 Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse, código K5001

Reactivos accesorios de Dako REAL™

Antibody Diluent, código S2022
 Hematoxylin, código S2020
 Peroxidase-Blocking Solution, código S2023
 Proteinase K (40x), código S2019
 Proteinase K Diluent, código S2032
 Target Retrieval Solution (10x), código S2031

Utensilios accesorios de Dako REAL™

Incubation Container, código S2030
 Slide Holder, código S2029

Explicación de los símbolos

	Referencia	 15°C 30°C	Limitación de temperatura		Fabricante
	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>		Código del lote		
	Consulte las instrucciones de uso		Fecha de caducidad		